

Q.Light PRO UNIT Indication Filter Set (IFS)

Q.Light PRO UNIT oferuje 4 specjalistyczne moduły przeznaczone do różnych terapii, pozwalające na leczenie według specjalnych wskazań zawsze odpowiednim i najlepszym spektrum światła.

Wystarczy włożyć moduł w odpowiednie, przeznaczone do tego miejsce w urządzeniu i Q.Light PRO UNIT jest gotowy do użycia.



ACNE CARE (Leczenie trądziku)

Moduł Q.Light ACNE CARE przeznaczony jest do leczenia według następujących wskazań:

- trądzik pospolity
- zaburzenia skórne różnego pochodzenia



PAIN CARE (Leczenie bólu)

Moduł Q.Light PAIN CARE przeznaczony jest do leczenia według następujących wskazań:

- zmiany reumatologiczne
- urazy sportowe
- chroniczny ból



SAD CARE (Leczenie depresji)

Moduł Q.Light SAD CARE przeznaczony jest do leczenia według następujących wskazań:

- depresja sezonowa SAD
- depresja
- zaburzenia neuroimmunologiczne



WOUND CARE (Leczenie ran)

Moduł Q.Light WOUND CARE przeznaczony jest do leczenia według następujących wskazań:

- owrzodzenie żyłkowe podudzi
- odleżyny
- rany pooperacyjne, pourazowe
- stopa cukrzycowa